



TECHNIKA POBIERANIA

WYMAZÓW

Z JAMY NOSOWO – GARDŁOWEJ


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny

Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej



WPROWADZENIE

- istotne znaczenie w diagnostyce krztuśca i wielu innych zakażeń drobnoustrojami chorobotwórczymi
- właściwa technika pobrania → prawidłowo opracowane próbki



ROZPOCZĘCIE DIAGNOSTYKI

Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej



Wskazówki ogólne dotyczące pobierania wymazów

- dobre oświetlenie pomieszczenia
- jałowe narzędzia
- pobrany materiał nie może być zanieczyszczony

Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej



Wskazówki ogólne dotyczące pobierania wymazów

- przed zastosowaniem antybiotykoterapii u pacjenta
- po pobraniu materiału próbówka powinna być szczelnie zamknięta i właściwie oznaczona (opisanie i opatrzenie datą)

Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej



Sprzęt potrzebny do pobierania wymazu

- rękawice jednorazowe
- szpatułka jednorazowa
- dwie sterylne wymazówki na elastycznych trzonkach i dwie probówki
- jałowy roztwór soli fizjologicznej
- szklanka przegotowanej, schłodzonej wody
- marker

Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej



Sprzęt potrzebny do pobierania wymazu



Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny

Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej



Przygotowanie pacjenta do badania


- godziny poranne, przed przyjęciem pokarmów, płynów, czy leków
- spożycie pokarmów i/lub płynów może spowodować splukanie bakterii bytujących na błonie śluzowej gardła
- ewentualnie pobrać wymaz po 3-4 godzinach od ostatniego posiłku lub mycia zębów
- przed rozpoczęciem badania przepłukać jamę ustną, odpowiednio ułożyć pacjenta

Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej

Technika pobierania wymazu

Krok 1. Higiena pracy

- przygotowanie stanowiska pracy
- mycie i dezynfekcja rąk
- założenie rękawiczek



Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej



Technika pobierania wymazu

Krok 2. Wacik wymazówki zwilżyć 1 kroplą jałowego roztworu 0,9% NaCl



Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej



Technika pobierania wymazu


Krok 3. Przytrzymać szpatułką język



Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej

Technika pobierania wymazu

Krok 4. Wprowadzić wymazówkę za języczek podniebienny, aż dotknie **tylnej ściany jamy nosowo-gardłowej**. Materiał pobieramy wykonując obrót i pocieranie wacikiem wymazówki o powierzchnię tylnej ściany jamy nosowo –gardłowej. Uwaga na język, migdałki, błonę śluzową policzków, zęby - wacik wymazówki nie może ich dotknąć.



Pobieranie wymazów z jamy nosowo – gardłowej



Technika pobierania wymazu

Krok 5. Materiał wprowadzić do próbki tak, aby wacik wymazówki nie dotykał **włotu próbówki**. Opisaną próbkę umieścić w zamrażarce.

